




소프트웨어 특징


- 임피던스 데이터 분석용 소프트웨어
- 모델링(등가회로) 피팅 기능
- Circular 모델링 기능
- 2차원 및 3차원 Bode 및 Nyquist 플롯 표시
- 자동 등가회로 모델 검색 기능
- 여러 EIS 데이터 분석 처리 가능
- 임피던스 파라미터 시뮬레이션
- 모델 및 데이터 편집 기능
- 모델 라이브러리 제공 및 사용자 모델 저장 기능
- 타사 장비의 데이터 형식과 호환 (라이선스 필요)
- ZIVE 데이터 형식에 대한 분석은 라이선스 구매없이 분석 가능




자동 등가회로 모델 검색




모델링 기능




Nyquist plot에서 circular 피팅 기능




피팅 디스플레이




LEVM 피팅 화면





커서를 이동하여 데이터 표시



3차원 그래프



모델 편집기 및 모델 라이브러리



데이터 파일 찾기 메뉴

